

Gebrauchsanweisung für Stechbecken

Stechbecken, auch Bettschüsseln oder Bettpfannen genannt, dienen nicht gefährlichen Patienten zur Entleerung des Darms und Frauen auch zur Entleerung der Blase. Der Deckel schließt das Stechbecken geruchsdicht ab.

Reinigung und Desinfektion von Stechbecken:

Die Reinigung des Stechbeckens wird erleichtert, wenn vor der Verwendung der Topfteil mit Toilettenpapier ausgelegt wird. Der Inhalt läßt sich so leichter entleeren. Danach ist das Stechbecken unter heißem Wasser gründlich zu reinigen. Nach dem Spülen kann das Becken mit handelsüblichen Mitteln entkeimt werden.



Büttner-Frank GmbH

Am Wolfsmantel 9-11 • 91058 Erlangen
Telefon: 09131 / 7905-0, Fax: 09131 / 60 27 69
e-mail: kundenservice@buettnner-frank.de