



## Domotherm S

Verwendung mit Hygiene-Schutzhülle  
inkl. 40 Hygiene-Schutzhüllen

### Einfache Benutzung mit Hygiene-Schutzhüllen.

Auch zur Messung von Oberflächentemperaturen z.B. Babyflasche, Badewasser, Umgebungstemperatur. Speicherung der letzten 12 Messwerte mit Datum und Uhrzeit. Silent Mode: Signalton abschaltbar. Beleuchtetes Display mit Farbwechsel bei Fieber. Umschaltbar °C/°F. Langzeitbatterie für ca. 1000 Messungen und automatische Abschaltung.

- Inklusive praktischem Schutzhüllenspender mit Aufziehhilfe und 40 Hygiene-Schutzhüllen
- Sehr einfach zu benutzen
- Klinisch getestet
- Genaue Ergebnisse in nur 1 Sekunde
- Speicher für 12 Messwerte

Lieferumfang: Infrarot-Ohrthermometer, Schutzhüllenspender mit 40 Hygiene-Schutzhüllen, Gebrauchsanweisung



PZN-11613757